

# clearer and durable





## LEDを使うメリットとは?

自然光に近いLEDライトによりマージンや隣接部がはっきり見え、繊細な作業が確実に行えます。支台歯形成時などのフィニッシングラインも明確に確認でき、またスケーリングや口腔ケアでは歯石やプラークの付着状況が確認しやすく、効率的な治療が行えます。

- 鮮 明 自然光に近いため、鮮やかな視野を確保
- 長寿命 ハロゲン球と比べて光源寿命が長く、耐衝撃性に優れる



### LEDカップリング・ステンレス製カップリング・チタンコーティング・逆止弁機構付・LEDライト付 ISO標準 4ホール

普段お使いのターピン\*にLED搭載のカップリングをつなげば、簡単にLEDライトがお使いいただけます。

\* NSKライト付パテラスカップリング、またはKaVo® MULTiflex® LUXカップリング、Sirona® Quickカップリングでご使用されているハンドピースの場合に限ります。



#### NSK LEDパテラス カップリング

製品名 PTL-CL-LED

製品番号 P1001600

標準価格 ¥40,000



#### KaVo® LED カップリング

製品名 KCL-LED

製品番号 P1005600

標準価格 ¥52,000

• 水量調節機構付



#### NSK LEDパテラス カップリング

製品名 PTL-CL-LED III

製品番号 P1001601

標準価格 ¥44,000

• 水量調節機構付



#### Sirona® LED カップリング

製品名 SCL-LED

製品番号 P1009600

標準価格 ¥52,000

• 水量調節機構付

一部の歯科ユニットにおいてはLEDカップリングが正常でもユニットの電気回路の特性でご使用になれない場合があります(点灯中や点灯前後にちらつきが発生する、残光時間が短い、消灯しない等)。 対象機種については販売店にお問い合わせください。

### LEDカップリングが装着可能なラインナップ



KaVo®( 姉´ )とMULTIffex® LUX( マルチアレッウス メコホ、 Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。 Sirona®( シロナ )は、Sirona Dental Systems GmbHの登録商標です。

#### 株式会社 ナカニシ www.nsk-nakanishi.co.jp

本社·工場 | 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700

> TEL: 0289(64)3380 FAX: 0289(62)5636

東京事務所 | 〒110-0005

東京都台東区上野1-13-3 MYビル6F

TEL: 03(3835)2907 FAX: 03(3835)4332 大阪事務所 | 〒532-00

大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル6F

新大阪八十代ビル6F TEL: 06(6350)7217 FAX: 06(6350)7218 ナカニシお客様相談窓口

ナカニシニ コール

9:00~17:00 0120-7242-56

ISK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。